

CAGE ANATÔMICO CERVICAL

DISCECTOMIA



Realize a substituição de disco mais segura com uma implantação eficiente.

O Cage Anatômico da Óssea é adequado para procedimentos de discectomia (substituição do disco) com fusão intervertebral.

Também proporciona um método fácil e rápido para a implantação.

VERSATILIDADE

O conjunto cirúrgico dos cages anatômicos cervicais da Óssea dispõe de 12 tamanhos diferentes.

ADEQUAÇÃO

Para a escolha do implante mais adequado ao paciente, o kit de instrumentais dispõe de medidores específicos para cada tamanho de cage. Fresas com tamanhos e formatos específicos para cada cage fazem parte do sistema, facilitando a raspagem dos corpos vertebrais.

SEGURANÇA

Ótimo espaço para enxertia e furos na lateral que proporcionam melhores resultados para uma fusão intervertebral.

EFICIÊNCIA

Serrilhados nas superfícies do implante garantem a não migração do implante entre o procedimento e a consolidação do enxerto.

TAMANHO DOS CAGES

Largura	Comprimento	Altura					
		4	5	6	7	8	9
14 mm	12 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16 mm	14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Financiamento pelo BNDES

Com a Óssea você pode adquirir seu produto através do BNDES.

Entre em contato pelo telefone (19) 3246.2622 e saiba mais.



ÓSSEA
MEDICAL TECHNOLOGY

CILINDRO CERVICAL

CORPECTOMIA E DISCECTOMIA



Osteointegração definitiva com um implante ideal de acordo com a necessidade do paciente.

O Cilindro Cervical da Óssea é aplicado em procedimentos de corpectomia e discectomia, para casos de trauma com fratura do corpo vertebral ou disco e, principalmente, casos patológicos de tumor.

Apresenta serrilhado em suas faces, vão interno e furos laterais para colocação de enxerto. Uma eficiente solução para corpectomia.

VERSATILIDADE

A variedade de medidas disponíveis no momento da cirurgia possibilita ao cirurgião sempre um implante ideal de acordo com a necessidade de cada paciente. Comprimentos de 3 a 90 mm propiciam implantes para diversas possibilidades nas corpectomias.

AJUSTES

Alicate de corte para os cilindros garante ajustes quando necessários.

EFICIÊNCIA

Serrilhados nas superfícies do implante garantem a não migração do implante entre o procedimento e a consolidação do enxerto.

SEGURANÇA

Ótimo espaço para enxertia e furos na lateral que proporcionam melhores resultados para uma fusão intervertebral.

TAMANHO DOS CILINDROS

Altura (mm)	Ø (mm)			
	12	14	16	16 com 4°
3	✓			
4	✓			
5	✓	✓		
6	✓	✓		✓
7	✓	✓		
8	✓	✓		✓
9	✓	✓		
10	✓	✓		✓
12	✓	✓		✓
14	✓	✓	✓	✓
16	✓	✓	✓	
18	✓	✓	✓	
20	✓	✓	✓	
22	✓	✓	✓	
24	✓	✓	✓	
26	✓	✓	✓	
40	✓	✓		
90	✓	✓		

INSTRUMENTAL

O instrumental de aplicação garante um procedimento rápido e seguro.

Financiamento pelo BNDES



Com a Óssea você pode adquirir seu produto através do BNDES.

Entre em contato pelo telefone (19) 3246.2622 e saiba mais.