



CE 0123 ISO 13485

Cage System-AC



Características e benefícios

1. Perfil zero:

Reduz o risco de disfagia

Previne a ossificação do nível adjacente

2. Formato anatômico:

Adapta-se precisamente ao espaço intervertebral

3. PEEK espaçador intersomático:

Facilita a observação da fusão óssea

4. Marcador de tântalo:


Proporciona melhor visualização do que a liga de titânio

5. Trava em uma etapa:

Facilidade de uso

6. Parafuso autoatarraxante e autopercutante:

Facilita a fixação da rosca



Informação do Produto

Coales-AC

Código Produto (Não Esterilizado)	Altura mm	Largura mm
71540005	5	11
71540006	6	11
71540007	7	11
71540008	8	11
71540009	9	11
71540010	10	11
71540011	11	11
71540012	12	11

Registro 8166018001



Parafuso de trava autopercutante Coales-Cervical

Código Produto	Diâmetro mm	Comprimento mm
51583012	φ3.0	12
51583014	φ3.0	14
51583016	φ3.0	16
51583018	φ3.0	18
51583512	φ3.5	12
51583514	φ3.5	14
51583516	φ3.5	16
51583518	φ3.5	18



KAGIMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Endereço: Rua Itália, 513 - Jd. Ribeiro - CEP 13270-180 - Valinhos - SP - Brasil
Fone: +55 19 3849-5648 • E-mail: distribuidor@kagimed.com.br