

COLUNA

Soluções para Cirurgia da Coluna
Soluciones para la Cirugía de Columna
Solutions for Spine Surgery



Índice - Index

Pedicol® Plus	pg. 02
Gescol Plus®	pg. 03
Pedicol® Advanced BP	pg. 04
SAFE	pg. 06
SAFE Espôndilo	pg. 07
SAFE Ganchos	pg. 08
MIP®	pg. 09
GFE	pg. 10
SAGA	pg. 11
FUSIMAX® Cage on Cage	pg. 12
FUSIMAX®	pg. 13
FUSIFIX®	pg. 15
CEFIX® II	pg. 16
C-LOCK	pg. 17
C-CAGE	pg. 18
LOFIX	pg. 19
CTL®	pg. 20

PEDICOL® PLUS

Parafuso Pedicular Tornillo Pedicular Pedicular Screw



Parafuso Monoaxial - Tornillo Monoaxial - Monoaxial Screw

ANVISA# 10417940083



TIAIV

Ø 4,8 mm Ref. Nº	Ø 5,5 mm Ref. Nº	Ø 6,5 mm Ref. Nº	Ø 7,5 mm Ref. Nº	Ø 8,5 mm Ref. Nº	C/L/L
04.24.60.48025*	04.24.60.55025*				25 mm
04.24.60.48030*	04.24.60.55030	04.24.60.65030*	04.24.60.75030*		30 mm
04.24.60.48035*	04.24.60.55035	04.24.60.65035	04.24.60.75035	04.24.60.85035	35 mm
04.24.60.48040*	04.24.60.55040	04.24.60.65040	04.24.60.75040	04.24.60.85040	40 mm
	04.24.60.55045	04.24.60.65045	04.24.60.75045		45 mm
	04.24.60.55050*	04.24.60.65050	04.24.60.75050		50 mm
	04.24.60.55055*	04.24.60.65055*	04.24.60.75055*		55 mm

Parafuso Poliaxial - Tornillo Poliaxial - Polyaxial Screw

ANVISA# 10417940083



TIAIV

Ø 4,8 mm Ref. Nº	Ø 5,5 mm Ref. Nº	Ø 6,5 mm Ref. Nº	Ø 7,5 mm Ref. Nº	C/L/L
04.24.61.48025*	04.24.61.55025*			25 mm
04.24.61.48030*	04.24.61.55030	04.24.61.65030*	04.24.61.75030*	30 mm
04.24.61.48035*	04.24.61.55035	04.24.61.65035	04.24.61.75035	35 mm
04.24.61.48040*	04.24.61.55040	04.24.61.65040	04.24.61.75040	40 mm
	04.24.61.55045	04.24.61.65045	04.24.61.75045	45 mm
	04.24.61.55050*	04.24.61.65050	04.24.61.75050	50 mm
	04.24.61.55055*	04.24.61.65055*	04.24.61.75055*	55 mm

Gancho Crosslink - Crosslink Hook



TIAIV

Ref. Nº
04.09.01.00001

Barra de Ligação - Barra de Conexión - Crosslink Rod



TIAIV

Ref. Nº	T/T/S
04.03.01.00050	50 mm
04.03.01.00070	70 mm
04.03.01.00100	100 mm

ANVISA# 10417940075

ANVISA# 10417940075

* Itens Opcionais / * Elementos Opcionales / * Optional Items

Barra Lisa - Plain Bar



TiAlV



ANVISA# 10417940083

Ø 5,5 mm Ref. Nº	C/L/L
04.03.06.55050	50 mm
04.03.06.55060	60 mm
04.03.06.55070	70 mm
04.03.06.55080	80 mm
04.03.06.55090	90 mm
04.03.06.55100	100 mm
04.03.06.55110	110 mm
04.03.06.55120	120 mm
04.03.06.55130	130 mm
04.03.06.55140	140 mm
04.03.06.55150	150 mm
04.03.06.55160	160 mm
04.03.06.55170	170 mm
04.03.06.55180	180 mm
04.03.06.55190	190 mm
04.03.06.55200	200 mm
04.03.06.55250	250 mm
04.03.06.55300	300 mm
04.03.06.55350	350 mm

Parafuso de Compressão Tornillo de Compresión Compression Screw



TiAlV

Ref. Nº
04.24.09.00008

ANVISA# 10417940083

GESCOL PLUS®

Sistema de Ganchos Hooks System

Gancho Distrator Laminar

Gancho Distrator Laminar - Laminar Distractor Hook



TiAlV

Ref. Nº	A x B
04.09.13.45016	4,5 x 16 mm
04.09.13.50014	5,0 x 14 mm
04.09.13.75014	7,5 x 14 mm

ANVISA# 10417940083



TiAlV

Longo - Largo - Long

Ref. Nº	A x B
04.09.14.50014	5,0 x 14 mm

ANVISA# 10417940083

Direito - Derecho - Right



TiAlV

Ref. Nº	A x B
04.09.16.45009	4,5 x 09 mm
04.09.16.50014	5,0 x 14 mm

ANVISA# 10417940049



TiAlV

Ref. Nº	A x B
04.09.17.45009	4,5 x 09mm
04.09.17.50014	5,0 x 14mm

ANVISA# 10417940049

Esquerdo - Izquierdo - Left

Gancho Distrator Pedicular

Gancho Distrator Pedicular - Pedicular Distractor Hook



TiAlV

Ref. Nº	A x B
04.09.15.80016	08 x 16 mm
04.09.15.12016	12 x 16 mm

ANVISA# 10417940083
ANVISA# 10417940049



TiAlV


Ref. Nº	C/C/L
04.24.43.35020	20mm

ANVISA# 10417940022

Parafuso Cortical Tornillo Cortical Cortical Screw

PEDICOL[®] ADVANCED BP

Parafuso Pedicular de Baixo Perfil
Tornillo Pedicular de Bajo Perfil
Low Profile Pedicular Screw



Parafuso Espôndilo - Tornillo Espôndilo - Spondylus Screw



ANVISA# 10417940084

TiAlV

Ref. Nº	C/L/L
Ø 4,5 mm	
04.24.69.45035	35 mm
Ø 5,5 mm	
04.24.69.55030	30 mm
04.24.69.55035	35 mm
04.24.69.55040	40 mm
04.24.69.55045	45 mm
Ø 6,5 mm	
04.24.69.65035	35 mm
04.24.69.65040	40 mm
04.24.69.65045	45 mm
04.24.69.65050	50 mm
Ø 7,5 mm	
04.24.69.75035	35 mm
04.24.69.75040	40 mm
04.24.69.75045	45 mm
04.24.69.75050	50 mm
Ø 8,5 mm	
04.24.69.85035	35 mm
04.24.69.85040	40 mm

Barra Lisa - Plain Bar



TiAlV

Ref. Nº	C/L/L
Ø 6,0 mm	
04.03.02.06040	40 mm
04.03.02.06050	50 mm
04.03.02.06060	60 mm
04.03.02.06070	70 mm
04.03.02.06080	80 mm
04.03.02.06090	90 mm
04.03.02.06100	100 mm
04.03.02.06110	110 mm
04.03.02.06120	120 mm
04.03.02.06130	130 mm
04.03.02.06140	140 mm
04.03.02.06150	150 mm
04.03.02.06160	160 mm
04.03.02.06170	170 mm
04.03.02.06180	180 mm
04.03.02.06190	190 mm
04.03.02.06200	200 mm
04.03.02.06210	210 mm
04.03.02.06220	220 mm
04.03.02.06230	230 mm
04.03.02.06240	240 mm
04.03.02.06250	250 mm
04.03.02.06300	300 mm
04.03.02.06350	350 mm
04.03.02.06400	400 mm
04.03.02.06500	500 mm

ANVISA# 10417940084

Porca Hexagonal
Tuerca Hexagonal
Hexagonal Nut



TiAlV

Ref. N°
04.22.02.00000

ANVISA# 10417940084

Conector Tipo Gancho
Connector Type Hook



TiAlV

Ref. N°
04.20.02.00003

ANVISA# 10417940084

Conector Monoaxial Curto
Conector Monoaxial Corto
Short Monoaxial Connector



TiAlV

Ref. N°
04.20.02.00001

ANVISA# 10417940084

Conector Monoaxial Longo
Conector Monoaxial Largo
Long Monoaxial Connector



TiAlV

Ref. N°
04.20.02.00002

ANVISA# 10417940084

Conector Poliaxial Curto
Conector Poliaxial Corto
Short Polyaxial Connector



TiAlV

Ref. N°
04.20.02.00004

ANVISA# 10417940084

Conector Poliaxial Longo
Conector Poliaxial Largo
Long Polyaxial Connector



TiAlV

Ref. N°
04.20.02.00005

ANVISA# 10417940084

Gancho Crosslink - Crosslink Hook




TiAlV

Ref. N°
04.09.01.00001

ANVISA# 10417940075

Barra de Ligação - Barra de Conexión - Crosslink Rod



TiAlV

Ref. N°	T/T/S
04.03.01.00050	50 mm
04.03.01.00070	70 mm
04.03.01.00100	100 mm

ANVISA# 10417940075

Sistema Avançado de Fixação Espinhal Sistema Avanzado de Fijación Espinal Advanced Spine Fixation System



Parafuso Monoaxial - Tornillo Monoaxial - Monoaxial Screw

ANVISA# 10417940075



TIAIV

Ø 4,8 mm		Ø 5,5 mm		Ø 6,5 mm		Ø 7,3 mm	
Ref. Nº	C/L/L						
04.24.90.48025	25 mm	04.24.90.55030	30 mm	04.24.90.65035	35 mm	04.24.90.73035	35 mm
04.24.90.48030	30 mm	04.24.90.55035	35 mm	04.24.90.65040	40 mm	04.24.90.73040	40 mm
04.24.90.48035	35 mm	04.24.90.55040	40 mm	04.24.90.65045	45 mm	04.24.90.73045	45 mm
04.24.90.48040	40 mm	04.24.90.55045	45 mm	04.24.90.65050	50 mm	04.24.90.73050	50 mm

Parafuso Poliaxial - Tornillo Poliaxial - Polyaxial Screw

ANVISA# 10417940075



TIAIV

Ø 4,8 mm		Ø 5,5 mm		Ø 6,5 mm		Ø 7,3 mm	
Ref. Nº	C/L/L						
04.24.91.48025	25 mm	04.24.91.55030	30 mm	04.24.91.65035	35 mm	04.24.91.73035	35 mm
04.24.91.48030	30 mm	04.24.91.55035	35 mm	04.24.91.65040	40 mm	04.24.91.73040	40 mm
04.24.91.48035	35 mm	04.24.91.55040	40 mm	04.24.91.65045	45 mm	04.24.91.73045	45 mm
04.24.91.48040	40 mm	04.24.91.55045	45 mm	04.24.91.65050	50 mm	04.24.91.73050	50 mm

Parafuso de Compressão - Tornillo de Compresión - Compression Screw



TIAIV

Ref. Nº
04.24.09.00010

ANVISA# 10417940075

Barra Longitudinal Longitudinal Bar



TiAlV



NVISA# 10417940075

Ø 5,5 mm	C/L/L
Ref. Nº	
04.03.09.55050	50mm
04.03.09.55060	60mm
04.03.09.55070	70mm
04.03.09.55080	80mm
04.03.09.55090	90mm
04.03.09.55100	100mm
04.03.09.55110	110mm
04.03.09.55120	120mm
04.03.09.55130	130mm
04.03.09.55140	140mm
04.03.09.55150	150mm
04.03.09.55160	160mm
04.03.09.55170	170mm
04.03.09.55180	180mm
04.03.09.55190	190mm
04.03.09.55200	200mm
04.03.09.55250	250mm
04.03.09.55300	300mm
04.03.09.55500	500mm

Gancho Crosslink - Crosslink Hook



TiAlV

Ref. Nº
04.09.01.00001

ANVISA# 10417940075

Barra de Ligação - Barra de Conexión - Crosslink Rod



TiAlV

Ref. Nº
04.03.01.00050
04.03.01.00070
04.03.01.00100

T/T/S
50mm
70mm
100mm

ANVISA# 10417940075

SAFE Espôndilo - SAFE Espondilo - SAFE Spondylus

Parafuso Monoaxial Espôndilo - Tornillo Monoaxial Espondilo - Monoaxial Spondylus Screw

ANVISA# 10417940075



TiAlV

Ø 4,8 mm		Ø 5,5 mm		Ø 6,5 mm		Ø 7,3 mm	
Ref. Nº	C/L/L						
04.24.88.48025	25 mm	04.24.88.55030	30 mm	04.24.88.65035	35 mm	04.24.88.73035	35 mm
04.24.88.48030	30 mm	04.24.88.55035	35 mm	04.24.88.65040	40 mm	04.24.88.73040	40 mm
04.24.88.48035	35 mm	04.24.88.55040	40 mm	04.24.88.65045	45 mm	04.24.88.73045	45 mm
04.24.88.48040	40 mm	04.24.88.55045	45 mm	04.24.88.65050	50 mm	04.24.88.73050	50 mm
Ø 8,1 mm*							
Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L				
04.24.88.81030	30 mm	04.24.88.81045	45 mm				
04.24.88.81035	35 mm	04.24.88.81050	50 mm				
04.24.88.81040	40 mm	04.24.88.81055	55 mm				

Parafuso Poliaxial Espôndilo - Tornillo Poliaxial Espondilo - Polyaxial Spondylus Screw

ANVISA# 10417940075



TiAlV

Ø 4,8 mm		Ø 5,5 mm		Ø 6,5 mm		Ø 7,3 mm	
Ref. Nº	C/L/L						
04.24.89.48025	25 mm	04.24.89.55030	30 mm	04.24.89.65035	35 mm	04.24.89.73035	35 mm
04.24.89.48030	30 mm	04.24.89.55035	35 mm	04.24.89.65040	40 mm	04.24.89.73040	40 mm
04.24.89.48035	35 mm	04.24.89.55040	40 mm	04.24.89.65045	45 mm	04.24.89.73045	45 mm
04.24.89.48040	40 mm	04.24.89.55045	45 mm	04.24.89.65050	50 mm	04.24.89.73050	50 mm
Ø 7,7 mm*							
Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L				
04.24.89.77030	30 mm	04.24.89.77045	45 mm				
04.24.89.77035	35 mm	04.24.89.77050	50 mm				
04.24.89.77040	40 mm	04.24.89.77055	55 mm				

SAFE Ganchos - SAFE Hooks

Conector Sacro Iíaco Conector Sacro Iliaco Sacro Iliac Connector



ANVISA# 10417940075

Esquerdo - Izquierdo - Left

Ref. Nº	C/L/L
04.20.08.00020	20 mm
04.20.08.00025	25 mm
04.20.08.00030	30 mm



ANVISA# 10417940075

Direito - Derecho - Right

Ref. Nº	C/L/L
04.20.07.00020	20 mm
04.20.07.00025	25 mm
04.20.07.00030	30 mm


Parafuso Sacro Iíaco Tornillo Sacro Iliaco Sacro Iliac Screw



ANVISA# 10417940075

Ref. Nº	Ø x C/L/L
04.43.01.73030	7,3 x 30 mm
04.43.01.73035	7,3 x 35 mm
04.43.01.73040	7,3 x 40 mm
04.43.01.73045	7,3 x 45 mm

Gancho Pedicular Pedicular Hook



ANVISA# 10417940075

Ref. Nº	A x B
04.09.33.55080	5,5 x 08 mm
04.09.33.70080	7,0 x 08 mm


Gancho Laminar Laminar Hook



ANVISA# 10417940075

Esquerdo - Izquierdo - Left

Ref. Nº	A x B
04.09.32.62050	6,2 x 5,0 mm
04.09.32.85050	8,5 x 5,0 mm



ANVISA# 10417940075

Direito - Derecho - Right

Ref. Nº	A x B
04.09.31.62050	6,2 x 5,0 mm
04.09.31.85050	8,5 x 5,0 mm

Conector de Extensão para Barra Conector de Extensión para Barra Bar Extension Connector



ANVISA# 10417940075

Esquerdo - Izquierdo - Left

Ref. Nº
04.20.04.00002



ANVISA# 10417940075

Direito - Derecho - Right

Ref. Nº
04.20.04.00001

Parafuso Pedicular Canulado
Tornillo Pedicular Canulado
Cannulated Pedicular Screw



Parafuso Canulado Monoaxial
Tornillo Canulado Monoaxial
Monoaxial Cannulated Screw



TiAlV

Ø 6,5 mm	Ø 7,5 mm	C/L/L
Ref. Nº	Ref. Nº	
07.24.74.65030	07.24.74.75030	30 mm
07.24.74.65035	07.24.74.75035	35 mm
07.24.74.65040	07.24.74.75040	40 mm
07.24.74.65045	07.24.74.75045	45 mm
07.24.74.65050	07.24.74.75050	50 mm
07.24.74.65055	07.24.74.75055	55 mm

ANVISA# 10231160142

Barra Longitudinal
Barra Longitudinal
Longitudinal bar



TiAlV

Ø 5,5 mm	C/L/L
Ref. Nº	
07.03.08.55030	30 mm
07.03.08.55040	40 mm
07.03.08.55050	50 mm
07.03.08.55060	60 mm
07.03.08.55070	70 mm
07.03.08.55080	80 mm
07.03.08.55090	90 mm
07.03.08.55100	100 mm
07.03.08.55110	110 mm
07.03.08.55120	120 mm
07.03.08.55130	130 mm
07.03.08.55140	140 mm
07.03.08.55150	150 mm

ANVISA# 10231160142

Parafuso Canulado Poliaxial
Tornillo Canulado Poliaxial
Polyaxial Cannulated Screw




TiAlV

Ø 6,5 mm	Ø 7,5 mm	C/L/L
Ref. Nº	Ref. Nº	
07.24.73.65030	07.24.73.75030	30 mm
07.24.73.65035	07.24.73.75035	35 mm
07.24.73.65040	07.24.73.75040	40 mm
07.24.73.65045	07.24.73.75045	45 mm
07.24.73.65050	07.24.73.75050	50 mm
07.24.73.65055	07.24.73.75055	55 mm

ANVISA# 10231160142

Parafuso de Compressão
Tornillo de Compresión
Compression Screw



TiAlV

Ref. Nº
07.24.09.00009


ANVISA# 10231160142

Gancho Cross Link Cone Morse Cross Link Cone Morse Hook



Gancho Cross Link Cone Morse / Cross Link Cone Morse Hook


ANVISA# 10417940083



TiAlV

Ref. Nº	T/T/S
04.09.29.55001	35,0 / 37,5 mm
04.09.29.55002	37,0 / 40,0 mm
04.09.29.55003	39,5 / 46,5 mm
04.09.29.55004	46,0 / 58,0 mm

Compatível com / Compatible con / Compatible with: SAFE - Pedicol Plus




Instrumental* / Instruments*

Ref. Nº
00.01.02.0C037

ANVISA # 10231160137
ANVISA # 10231160138
ANVISA # 10231160139
ANVISA # 10231160144
ANVISA # 10231160165
ANVISA # 10231160169




Cage Hiperlordótico
Caja Hiperlordótica
Hyperlordotic Cage



Cage Hiperlordótico Caja Hiperlordótica Hyperlordotic Cage

ANVISA# 10417940059

Ti



30°

Ref. Nº	A x B
04.36.81.17020	17x20mm
04.36.81.17025	17x25mm
04.36.81.17030	17x30mm
04.36.81.18020	18x20mm
04.36.81.18025	18x25mm
04.36.81.18030	18x30mm

40°

Ref. Nº	A x B
04.36.81.20020	20x20mm
04.36.81.20025	20x25mm
04.36.81.20030	20x30mm
04.36.81.24025	24x25mm
04.36.81.24030	24x30mm

Correlação / Correlación / Correlation

30°

Cage/Caja	Cilindro/Cylinder
17x20mm	M8 x 21mm
17x25mm	M9 x 21mm
17x30mm	M10 x 27mm
18x20mm	M8 x 21mm
18x25mm	M9 x 27mm
18x30mm	M10 x 27mm

40°

Cage/Caja	Cilindro/Cylinder
20x20mm	M8 x 21mm
20x25mm	M9 x 27mm
20x30mm	M10 x 27mm
24x25mm	M9 x 27mm
24x30mm	M10 x 27mm

Ti




Parafuso Cortical - Tornillo Cortical - Cortical Screw

Ref. Nº	Ø x C/L/L	Ref. Nº	Ø x C/L/L
04.43.05.45025	4,5 x 25 mm	04.43.05.45035	4,5 x 35 mm
04.43.05.45030	4,5 x 30 mm	04.43.05.45040	4,5 x 40 mm



Cage Intersomático Anterior Caja Intersomática Anterior Anterior Intersomatic Cage

TIAIV



ANVISA# 10417940059

Paralelo / Parallel

Ref. N°	A x B
04.36.21.08020	08 x 20 mm
04.36.21.08025	08 x 25 mm
04.36.21.08030	08 x 30 mm
04.36.21.10020	10 x 20 mm
04.36.21.10025	10 x 25 mm
04.36.21.10030	10 x 30 mm

10°

Ref. N°	A x B
04.36.11.12020	12 x 20 mm
04.36.11.12025	12 x 25 mm
04.36.11.12030	12 x 30 mm
04.36.11.14020	14 x 20 mm
04.36.11.14025	14 x 25 mm
04.36.11.14030	14 x 30 mm

5°

Ref. N°	A x B
04.36.22.10020	10 x 20 mm
04.36.22.10025	10 x 25 mm
04.36.22.10030	10 x 30 mm
04.36.22.12020	12 x 20 mm
04.36.22.12025	12 x 25 mm
04.36.22.12030	12 x 30 mm

15°

Ref. N°	A x B
04.36.12.14020	14 x 20 mm
04.36.12.14025	14 x 25 mm
04.36.12.14030	14 x 30 mm
04.36.12.16020	16 x 20 mm
04.36.12.16025	16 x 25 mm
04.36.12.16030	16 x 30 mm

Correlação / Correlación / Correlation

Cages/Cajas	Cilindros/Cylinder
Paral. 08 x 20	Ø08 x 21 mm
Paral. 08 x 25	Ø08 x 27 mm
Paral. 08 x 30	Ø08 x 33 mm
Paral. 10 x 20	Ø08 x 21 mm
Paral. 10 x 25	Ø08 x 27 mm
Paral. 10 x 30	Ø08 x 33 mm
05° 10 x 20	Ø08 x 21 mm
05° 10 x 25	Ø08 x 27 mm
05° 10 x 30	Ø08 x 33 mm
05° 12 x 20	Ø09 x 21 mm
05° 12 x 25	Ø09 x 27 mm
05° 12 x 30	Ø09 x 33 mm
10° 12 x 20	Ø09 x 21 mm
10° 12 x 25	Ø09 x 27 mm
10° 12 x 30	Ø09 x 33 mm
10° 14 x 20	Ø09 x 21 mm
10° 14 x 25	Ø09 x 27 mm
10° 14 x 30	Ø09 x 33 mm
15° 14 x 20	Ø09 x 21 mm
15° 14 x 25	Ø09 x 27 mm
15° 14 x 30	Ø09 x 33 mm
15° 16 x 20	Ø10 x 21 mm
15° 16 x 25	Ø10 x 27 mm
15° 16 x 30	Ø10 x 33 mm

Parafuso para Cage Intersomático Anterior Tornillo para Caja Intersomática Anterior Screw for Anterior Intersomatic Cage


TIAIV



ANVISA# 10417940059

Ref. N°	Ø x C/L/L
04.43.05.45025	4,5 x 25 mm
04.43.05.45030	4,5 x 30 mm
04.43.05.45035	4,5 x 35 mm
04.43.05.45040	4,5 x 40 mm

Sistema de Fusão Lombar e Cervical Sistema de Fusion Lumbar y Cervical Lumbar and Cervical Fusion System



Cage Intersomático Transforaminal Caja Intersomatica Transforaminal Transforaminal Intersomatic Cage

Peek



Ref. Nº	A/A/H
04.36.27.00008	08 mm
04.36.27.00010	10 mm
04.36.27.00012	12 mm
04.36.27.00014	14 mm

ANVISA# 10417940091

Cage Intervertebral Posterior Caja Intervertebral Posterior Posterior Intervertebral Cage



Peek



Ref. Nº	A/A/H
04.36.30.10008	08 mm
04.36.30.10009	09 mm
04.36.30.10010	10 mm
04.36.30.10011	11 mm
04.36.30.10012	12 mm
04.36.30.10013	13 mm
04.36.30.10014	14 mm

ANVISA# 10417940091

Cage Interv. Posterior Angulado 5° Caja Intervertebral Posterior Angulada 5° Posterior Intervertebral Cage Angled 5°



Peek




Ref. Nº	A/A/H
04.36.30.10085	8,5 mm
04.36.30.10095	9,5 mm
04.36.30.10105	10,5 mm
04.36.30.10115	11,5 mm
04.36.30.10125	12,5 mm
04.36.30.10135	13,5 mm

ANVISA# 10417940091

Cage de Fusão Caja de Fusión Fusion Cage

Peek




Ref. Nº	A x B x C
04.36.25.00005	05 x 11 x 13 mm
04.36.25.00055	5,5 x 11 x 13 mm
04.36.25.00006	06 x 11 x 13 mm
04.36.25.00007	07 x 11 x 13 mm
04.36.25.00008	08 x 11 x 13 mm
04.36.25.00010	10 x 13 x 15 mm

ANVISA# 10417940091

Cage Cervical Autobloqueante Caja Cervical Autobloqueante Self locking Cervical Cage


Peek
TiAlIV



Ref. Nº	A x B x C
04.36.29.05009	05 x 09 x 14 mm
04.36.29.05012	05 x 12 x 14 mm
04.36.29.05014	05 x 14 x 14 mm
04.36.29.06009	06 x 09 x 14 mm
04.36.29.06012	06 x 12 x 14 mm
04.36.29.06014	06 x 14 x 14 mm
04.36.29.07009	07 x 09 x 14 mm
04.36.29.07012	07 x 12 x 14 mm
04.36.29.07014	07 x 14 x 14 mm

ANVISA# 10417940091

Sistema de Fusão Lombar e Cervical Sistema de Fusion Lumbar y Cervical Lumbar and Cervical Fusion System



Cage Intersomático Retangular Caja Intersomatica Rectangular Rectangular Intersomatic Cage




Cage Inters. Retangular Angulado 5° Caja Intersomatica Rectangular Angulada 5° Rectangular Intersomatic Cage Angled 5°



TTAIV

Ref. Nº	A/A/H
04.36.16.10008	08 mm
04.36.16.10009	09 mm
04.36.16.10010	10 mm
04.36.16.10011	11 mm
04.36.16.10012	12 mm
04.36.16.10013	13 mm

ANVISA# 10417940059




TTAIV

Ref. Nº	A/A/H
04.36.17.10085	8,5 mm
04.36.17.10095	9,5 mm
04.36.17.10105	10,5 mm
04.36.17.10115	11,5 mm
04.36.17.10125	12,5 mm
04.36.17.10135	13,5 mm

ANVISA# 10417940059


Cage de Fusão Cervical Caja de Fusión Cervical Cervical Fusion Cage




TTAIV

Ref. Nº	A x B x C
04.36.15.00005	5,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00055	5,5 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00006	6,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00065	6,5 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00007	7,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00008	8,0 x 11,0 x 13,0mm
04.36.15.00010	10,0 x 13,0 x 15,0mm

ANVISA# 10417940059



Cage de Fusão Cervical Caja de Fusión Cervical Cervical Fusion Cage



ANVISA# 10231160057

Ref. Nº	A x B x C
07.36.76.12055	12 x 5,5 x 14 mm
07.36.76.12065	12 x 6,5 x 14 mm
07.36.76.12075	12 x 7,5 x 15 mm
07.36.76.12085	12 x 8,5 x 15 mm
07.36.76.15055	15 x 5,5 x 14 mm
07.36.76.15065	15 x 6,5 x 14 mm
07.36.76.15075	15 x 7,5 x 15 mm
07.36.76.15085	15 x 8,5 x 15 mm


Parafuso de Bloqueio Tornillo de Bloqueo Lock Screw



ANVISA# 10231160057

Ref. Nº	Ø x C/L/L
07.43.11.00000	1,9 x 11,4 mm

Placa Cervical Anterior com Bloqueio Dinâmico Placa Cervical Anterior con Bloqueo Dinámico Anterior Cervical Plate with Dynamic Locking



**Bloqueio
Bloqueo
Locking**

Placa Cervical Anterior com Bloqueio Fixo Placa Cervical Anterior con Bloqueo Fijo Anterior Cervical Plate with Fixed Locking

ANVISA# 10417940080



TiAlV

Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L
04.26.35.00240	24 mm	04.26.35.00420	42 mm	04.26.35.00640	64 mm
04.26.35.00290	29 mm	04.26.35.00450	45 mm	04.26.35.00690	69 mm
		04.26.35.00490	49 mm		
Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L
04.26.35.00340	34 mm	04.26.35.00540	54 mm	04.26.35.00790	79 mm
04.26.35.00390	39 mm	04.26.35.00590	59 mm	04.26.35.00890	89 mm

Parafuso para Placa Cervical Tonillo para Placa Cervical Screw for Cervical Plate



TiAlV

Ref. Nº	Ø x C/L/L
04.24.34.40010	4 x 10 mm
04.24.34.40012	4 x 12 mm
04.24.34.40014	4 x 14 mm
04.24.34.40016	4 x 16 mm
04.24.34.40018	4 x 18 mm
04.24.34.40020	4 x 20 mm

Parafuso para Placa Cervical Tonillo para Placa Cervical Screw for Cervical Plate



TiAlV

Ref. Nº	Ø x C/L/L
04.24.34.43512	4,35 x 12 mm
04.24.34.43514	4,35 x 14 mm
04.24.34.43516	4,35 x 16 mm
04.24.34.43518	4,35 x 18 mm
04.24.34.43520	4,35 x 20 mm

ANVISA# 10417940080

ANVISA# 10417940080

Placa Cervical Anterior Anterior Cervical Plate



Placa Cervical Anterior Anterior Cervical Plate

ANVISA# 10417940079



TiAlV

Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L	Ref. Nº	C/L/L
04.26.41.00024	24 mm	04.26.41.00038	38 mm	04.26.41.00050	50 mm
04.26.41.00026	26 mm	04.26.41.00040	40 mm	04.26.41.00054	54 mm
04.26.41.00028	28 mm	04.26.41.00042	42 mm	04.26.41.00058	58 mm
04.26.41.00030	30 mm	04.26.41.00044	44 mm	04.26.41.00062	62 mm
04.26.41.00032	32 mm	04.26.41.00046	46 mm	04.26.41.00066	66 mm
04.26.41.00034	34 mm	04.26.41.00048	48 mm	04.26.41.00070	70 mm
04.26.41.00036	36 mm				

Parafuso para Placa Cervical Tonillo para Placa Cervical Screw for Cervical Plate



TiAlV

Ref. Nº	Ø x C/L/L
04.24.34.40010	4 x 10 mm
04.24.34.40012	4 x 12 mm
04.24.34.40014	4 x 14 mm
04.24.34.40016	4 x 16 mm
04.24.34.40018	4 x 18 mm
04.24.34.40020	4 x 20 mm

ANVISA# 10417940080

Parafuso para Placa Cervical Tonillo para Placa Cervical Screw for Cervical Plate




TiAlV

Ref. Nº	Ø x C/L/L
04.24.34.43512	4,35 x 12 mm
04.24.34.43514	4,35 x 14 mm
04.24.34.43516	4,35 x 16 mm
04.24.34.43518	4,35 x 18 mm
04.24.34.43520	4,35 x 20 mm

ANVISA# 10417940080

Placa Cervical Conjugada Placa Cervical Conjugada Conjugated Cervical Plate



Placa Cervical Conjugada* Placa Cervical Conjugada* Conjugated Cervical Plate*



Ref. Nº	A/A/H
07.26.45.00050	5,0 mm
07.26.45.00055	5,5 mm
07.26.45.00060	6,0 mm
07.26.45.00065	6,5 mm
07.26.45.00070	0,7 mm

ANVISA# 10231160120

Placa Cervical Conjugada* Placa Cervical Conjugada* Conjugated Cervical Plate*



Ref. Nº	A/A/H
07.26.44.00050	5,0 mm
07.26.44.00055	5,5 mm
07.26.44.00060	6,0 mm
07.26.44.00065	6,5 mm
07.26.44.00070	7,0 mm

ANVISA# 10231160118

Parafuso para Placa Cervical Tonillo para Placa Cervical Screw for Cervical Plate



Ref. Nº	Ø x C/L
04.24.34.40010	4 x 10 mm
04.24.34.40012	4 x 12 mm
04.24.34.40014	4 x 14 mm
04.24.34.40016	4 x 16 mm
04.24.34.40018	4 x 18 mm
04.24.34.40020	4 x 20 mm

ANVISA# 10417940080


Parafuso para Placa Cervical Tonillo para Placa Cervical Screw for Cervical Plate



Ref. Nº	Ø x C/L
04.24.34.43512	4,35 x 12 mm
04.24.34.43514	4,35 x 14 mm
04.24.34.43516	4,35 x 16 mm
04.24.34.43518	4,35 x 18 mm
04.24.34.43520	4,35 x 20 mm

ANVISA# 10417940080

Sistema Ântero-Lateral para Coluna Tóraco-Lombar Sistema Antero-Lateral para Columna Toraco-Lumbar Anterolateral System for Thoracolumbar Spine



Placa Torácica - Thoracic Plate



TiAlV

Ref. Nº	C/C/L
04.26.43.00040	40 mm
04.26.43.00050	50 mm
04.26.43.00060	60 mm
04.26.43.00070	70 mm
04.26.43.00080	80 mm
04.26.43.00090	90 mm
04.26.43.00100	100 mm
04.26.43.00110	110 mm

Placa Lombar - Placa Lumbar - Lumbar Plate



TiAlV

Ref. Nº	C/C/L
04.26.42.00050	50 mm
04.26.42.00060	60 mm
04.26.42.00070	70 mm
04.26.42.00080	80 mm
04.26.42.00090	90 mm
04.26.42.00100	100 mm
04.26.42.00110	110 mm
04.26.42.00120	120 mm
04.26.42.00130	130 mm

Parafuso Torácico - Tornillo Torácico - Thoracic Screw



TiAlV

Ref. Nº	Ø x C/C/L
04.43.16.55025	5,5 x 25 mm
04.43.16.55030	5,5 x 30 mm
04.43.16.55035	5,5 x 35 mm
04.43.16.55040	5,5 x 40 mm
04.43.16.55045	5,5 x 45 mm

Parafuso Lombar - Tornillo Lumbar - Lumbar Screw



TiAlV

Ref. Nº	Ø x C/C/L
04.43.14.65035	6,5 x 35 mm
04.43.14.65040	6,5 x 40 mm
04.43.14.65045	6,5 x 45 mm
04.43.14.65050	6,5 x 50 mm
04.43.14.65055	6,5 x 55 mm



TiAlV

Cabeça com Rosca
Cabeça Roscada
Head Threaded

Ref. Nº	Ø x C/C/L
04.43.15.55030	5,5 x 30 mm
04.43.15.55035	5,5 x 35 mm
04.43.15.55040	5,5 x 40 mm



TiAlV

Cabeça com Rosca
Cabeça Roscada
Head Threaded

Ref. Nº	Ø x C/C/L
04.43.13.65040	6,5 x 40 mm
04.43.13.65045	6,5 x 45 mm
04.43.13.65050	6,5 x 50 mm


Porca Sextavada p/ Parafuso Toraco Lombar Tuerca Hexagonal p/ Tornillo Toraco Lumbar Hexagonal Nut for Thoraco Lumbar Screw



TiAlV

Ref. Nº
04.22.06.00000

ANVISA# 10417940088



Cilindro de Fusão Cilindro de Fusión Fusion Cylinder



ANVISA# 10417940059

TiAV

Ø 9mm

Ref. Nº	C/L/L
04.36.04.09004	04 mm
04.36.04.09005	05 mm
04.36.04.09006	06 mm
04.36.04.09007	07 mm
04.36.04.09008	08 mm
04.36.04.09010	10 mm
04.36.04.09012	12 mm
04.36.04.09014	14 mm

Ø 11mm

Ref. Nº	C/L/L
04.36.04.11004	04 mm
04.36.04.11005	05 mm
04.36.04.11006	06 mm
04.36.04.11007	07 mm
04.36.04.11008	08 mm
04.36.04.11010	10 mm
04.36.04.11012	12 mm
04.36.04.11014	14 mm

Ø 13mm

Ref. Nº	C/L/L
04.36.04.13004	04 mm
04.36.04.13005	05 mm
04.36.04.13006	06 mm
04.36.04.13007	07 mm
04.36.04.13008	08 mm
04.36.04.13010	10mm
04.36.04.13012	12mm
04.36.04.13014	14mm

Ref. Nº

Ø x A/A/H

04.36.04.15082	15 x 82 mm
04.36.04.20082	20 x 82 mm
04.36.04.25082	25 x 82 mm
04.36.04.30082	30 x 82 mm

Anel de Reforço para Cilindro de Fusão Anillo de Refuerzo p/ Cilindro de Fusión Reinforcement Ring for Fusion Cylinder



ANVISA# 10417940059

TiAV

Ref. Nº

Ø

04.40.03.00015	15 mm
04.40.03.00020	20 mm
04.40.03.00025	25 mm
04.40.03.00030	30 mm

Parafuso p/ Anel de Reforço Screw for Reinforcement Ring Tornillo de Anillo de Refuerzo



ANVISA# 10417940059

TiAV

Parafuso p/ Anel de Reforço

Ref. Nº
04.24.25.00000

COLUNA

Soluções para Cirurgia da Coluna
Soluciones para la Cirugía de Columna
Solutions for Spine Surgery

Peek Polyetheretherketone

TiAlV Liga de Titânio / Mezcla de Titanio / Titanium Alloy

Ref. Nº: Código / Codigo / Code
T/T/S: Tamanho / Tamaño / Size
C/L/L: Comprimento / Longitud / Length
A/A/H: Altura / Altura / Height